



element™
Patent angemeldet

Die neuen Infusionsständer von Pedigo haben einzigartige Designelemente, die Sicherheit, Organisation und Effizienz bei intravenösen zu verbessern.



Klarsicht Technologie™

Der aus hochschlagfestem Polymer gefertigter Infusionsstand hat 6 Hacken, um einfaches Ablesen von allen IV Beuteln von der Frontseite zu ermöglichen.

Integrierter Offset für gestaffelte Anodung.
Glatte Oberfläche und einfache Reinigung.



Klarschritt Technologie™

Der IV-Stand ist für die Sicherheit der Patienten und des Personals konzipiert und die Klarschritt Technologie der Grundfläche ist für einfache und sichere Foorbewegung entworfen.



Zusammensteckbare Sockel™

Durch die **zusammensteckbaren** Sockel™ können mehrere IV Infusionsständer gleichzeitig bewegt werden, in dem das Element verbunden wird.

Konzipiert für bequemen Transport und Lagerung von mehreren Infusionsständer.



P-1090-CV Infusionsständer



Einstellung

Handbetätigter leicht **griffiger™** Drehknopf.

Stange

Edelstahl widersteht Fleckenbildung, Korrosion und Rosten.

Sockel

Fünf Rollen, 9 kg Basis gewährt verbesserte Stabilität.

Rollen

Gedichtete Präzisionskugellager für ultra-niedrigen Rollwiderstand.

Grundflaeche - 54 cm

Kleine Grundfläche ermöglicht einen unbehinderten Weg, wenn der Patient sich bewegt.



Die **Klarsicht™** Hacken sind ideal für eine gestaffelte Anordnung von Primär-Sekundä-IV Beuteln mit einem Höhenunterschied von 25,4 cm zwischen den Beuteln.

Gewicht

| | |
|--------------------------------|-------|
| Gesamtgewicht des Produkts | 12 kg |
| Gewicht der Basis (mit Rollen) | 9 kg |

Gewichtskapazität (Maximum)

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Hacken (jeder) | 3 kg |
| Seitliche Belastung (Base Tube)† | 18 kg |
| Gesamtbelastung‡ | 41 kg |
| Anzahl von Pumpen pro Ständer | 2 (jede.7 kg) |

Rollen

| | |
|--------------|------|
| 5 Lenkrollen | 8 cm |
|--------------|------|

Höheneinstellung

| | |
|---------|--------|
| Niedrig | 188 cm |
| Hoch | 310 cm |

Durchmesser des Sockels

54 cm

Anzahl der zusammensteckbaren Ständern (Max)

6

Zubehör

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------|
| Handgriff für Patienten | O2 Halter | Korb |
| Steckdosenleiste | Hacken für Foley Beutel | |

† 18 kg max angebracht mit 16 cm Abstand von der Mittelachse, 91,44 cm Bodenhöhe

‡ 41 kg max angebracht an der Mittelachse der Stange, 91,44 cm Bodenhöhe

Klarschritt™ Technologie



Mit einer Vertiefung an jeder Seite des Sockels, die die natürliche Form des Fußes nachbildet, ermöglicht Der **Klarschritt™** eine Sichere Fortbewegung.